

**LỊCH GIẢNG THỰC TẬP KÝ SINH HỌC
LỚP CỬ NHÂN XÉT NGHIỆM. 2016 (KST 3)
Năm học 2018 – 2019**

Địa điểm: Phòng thực tập Bộ môn Ký Sinh

BUỔI	NỘI DUNG GIẢNG DẠY	NGÀY – GIỜ
1	BS. Phạm Minh Quân, KTV. Quyên, KTV. Vương 1. Lý thuyết: – Phương pháp làm tiêu bản máu để chẩn đoán KST sốt rét. – Đặc điểm hình thể của các loại KST sốt rét ký sinh chủ yếu ở người. – Giới thiệu các phương pháp miễn dịch trong chẩn đoán KST sốt rét. 2. Thực hành – Thực hiện phết máu ngoại vi để tìm KST sốt rét. – Quan sát tiêu bản mẫu về ký sinh trùng sốt rét và phân biệt với các tế bào máu ngoại vi. – Tự định danh KST sốt rét	Thứ hai, 1/10/18 7g30 – 11g00
2	ThS. BS. Hoàng Thúy Hằng, KTV. Phương, KTV. Thúy – Thực hiện phết máu ngoại vi để tìm KST sốt rét. – Quan sát tiêu bản mẫu về ký sinh trùng sốt rét và phân biệt với các tế bào máu ngoại vi. – Tự định danh các loại KST sốt rét trên phết máu mỏng nhuộm Giemsa.	Thứ năm, 4/10/18 13g30 – 17g00
3	ThS. BS. Lê Đức Vinh, BS. Hằng, KTV. Vương – Thực hiện phết máu ngoại vi để tìm KST sốt rét. – Tự định danh các loại KST sốt rét trên phết máu mỏng nhuộm Giemsa. – Kiểm tra 30 phút: thực hiện phết máu ngoại vi để tìm KST sốt rét.	Thứ hai, 8/10/18 7g30 – 11g00
4	ThS. BS. Lê Đức Vinh, KTV. Quyên, KTV. Phương 1. Lý thuyết – Phương pháp nhuộm Giemsa trong chẩn đoán KST sốt rét bằng phết máu ngoại vi. 2. Thực hành – Thực hiện kỹ thuật nhuộm Giemsa để tìm KST sốt rét trên phết máu ngoại vi (Giemsa 5%_45 phút). – Tự định danh các loại KST sốt rét trên phết máu mỏng nhuộm Giemsa.	Thứ năm, 11/10/18 13g30 – 17g00
5	ThS. BS. Lê Đức Vinh, BS. Quân, KTV. Thúy – Thực hiện kỹ thuật nhuộm Giemsa để tìm KST sốt rét trên phết máu ngoại vi (Giemsa 5%_45 phút). – Tự định danh các loại KST sốt rét trên phết máu mỏng nhuộm Giemsa.	Thứ hai, 15/10/18 7g30 – 11g00
6	ThS. BS. Lưu Mỹ Phụng, KTV. Vương, KTV. Quyên – Tự định danh các loại KST sốt rét trên phết máu mỏng nhuộm Giemsa. – Kiểm tra 60 phút: định danh loài KSTSR, thể (5 lam: 4+ (1 lam <i>P. malariae</i>), 1-)	Thứ năm, 18/10/18 13g30 – 17g00

7	ThS. BS. Lưu Mỹ Phụng, KTV. Thúy, KTV. Phương 1. Lý thuyết: – Đánh giá mật độ KSTSR trên phết máu dày. 2. Thực hành – Thực hiện phương pháp chẩn đoán nhanh KST sốt rét bằng bộ thử nghiệm phát hiện kháng nguyên. – Tự định danh các loại KST sốt rét và đánh giá mật độ trên phết máu dày nhuộm Giemsa.	Thứ hai, 22/10/18 7g30 – 11g00
8	BS. Phạm Minh Quân, KTV. Thuý, KTV. Quyên – Tự định danh các loại KST sốt rét trên phết máu dày nhuộm Giemsa.	Thứ năm, 25/10/18 13g30 – 17g00
9	BS. Phạm Minh Quân, KTV. Phương, KTV. Vương – Tự định danh các loại KST sốt rét trên phết máu dày nhuộm Giemsa.	Thứ hai, 29/10/18 7g30 – 11g00
10	ThS. BS. Hồ Thị Hoài Thu, KTV. Vương, KTV. Quyên – Thảo luận về xét nghiệm chẩn đoán KST sốt rét. – Tự định danh các loại KST sốt rét trên phết máu dày nhuộm Giemsa.	Thứ năm, 1/11/18 13g30 – 17g00
11	ThS. BS. Hồ Thị Hoài Thu, BS. Hằng, KTV. Phương – Tự định danh các loại KST sốt rét trên phết máu dày nhuộm Giemsa. – Kiểm tra 60 phút: định danh và mật độ KSTSR theo hệ thống dấu cộng (5 lam)	Thứ hai, 5/11/18 7g30 – 11g00
12	ThS. BS. Hồ Thị Hoài Thu, KTV. Thuý, KTV. Quyên 1. Lý thuyết: – Phương pháp thu thập, bảo quản và gửi mẫu tiết túc. – Đặc điểm hình thể các giống muỗi. 2. Thực hành – Quan sát các tiêu bản trứng, ấu trùng của các giống muỗi. – Quan sát các mẫu bèo liên quan đến nội sinh thái của muỗi <i>Mansonia</i> spp. – Định danh các giống muỗi và các vector truyền bệnh chủ yếu ở Việt Nam. – Chuẩn bị dụng cụ, dung dịch gắn mẫu côn trùng – *Chuẩn bị dụng cụ bắt muỗi phát cho SV	Thứ năm, 8/11/18 13g30 – 17g00
13	ThS. BS. Hồ Thị Hoài Thu, KTV. Phương, KTV. Vương 1. Lý thuyết: – Cách gắn tiêu bản muỗi (giai đoạn trưởng thành và ấu trùng) 2. Thực hành – Thực hành phương pháp gắn mẫu muỗi trưởng thành và ấu trùng muỗi. – Định danh các mẫu muỗi trưởng thành và ấu trùng do sinh viên tự thu thập. – *Chuẩn bị lọ dung dịch KOH 10% phát cho SV	Thứ hai, 12/11/18 7g30 – 11g00
14	ThS. BS. Lưu Mỹ Phụng, KTV. Phương, KTV. Thúy 1. Lý thuyết: – Đặc điểm hình thể của ruồi, bọ chét, chấy, rận, rệp, <i>Paederus</i> spp., <i>Reduvius</i> spp., ve, cái ghẻ, Demodex. 2. Thực tập	Thứ năm, 15/11/18 13g30 – 17g00

	– Quan sát các tiêu bản mẫu: ruồi, ve, bọ chét, chích, rận, rệp, <i>Paederus</i> spp., <i>Reduvius</i> spp., cái ghẻ, Demodex. – Định danh các loại ĐVCK do sinh viên tự thu thập.	
15	ThS. BS. Lưu Mỹ Phụng, KTV. Uyên, KTV. Vương – Kiểm tra 30 phút: gán và định danh mẫu muỗi – Tổng ôn – Giải đáp thắc mắc	Thứ hai, 19/11/18 7g30 – 11g00
16	KIỂM TRA THỰC TẬP (ThS. BS. Hồ Thị Hoài Thu, KTV. Vương, KTV. Thúy)	Thứ năm, 22/11/18 14g00

Ghi chú:

* Kiểm tra theo hình thức chạy bàn: tại mỗi vị trí trả lời câu hỏi trắc nghiệm về định danh tiêu bản / mẫu vật / dụng cụ xét nghiệm.

TP. HCM, ngày tháng năm 2018
PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN